



APEX
ALUMA-LITE



Erleben Sie den Komfort eines leichten und kompakten Reisemobiles. Der Apex Aluma-Lite wiegt mit seinem Aluminiumrahmen nur 28,8 kg und ist damit unser bisher leichtester vierrädriger Scooter!

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	120 kg
Max. Geschwindigkeit ¹	6 km/h
Bodenfreiheit ²	32 mm
Wendekreis ²	1385 mm
Gesamtlänge ²	1022 mm
Gesamtbreite ²	490 mm
Reichweite pro Ladung	Bis zu 18,5 km
Räder	8" PU (Vorne und hinten)
Gewicht ohne Batterie ^{2,4}	28,8 kg
Gewicht der Batterie ³	2,5 kg
Batterie ²	Lithium-Ionen
Standard Sitz	Breite: 432 mm Tiefe: 432 mm
Farben	 Red Blue Black

¹ Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von (+ oder -) 10% unterliegen.

² Einschließlich Standard-Sitzgewicht.

³ Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von (+ oder -) 3% unterliegen.

⁴ Das Batteriegewicht kann je nach Batteriehersteller variieren.

Eigenschaften

- In 5 Teile zerlegbar
- Flugsichere Batterien
- Leichter Aluminiumrahmen
- 8" Leichtmetallräder
- Leicht einstellbare Deichsel

Zubehör

- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Sicherheitsflagge
- Gehhilfen Halterung
- Wetterschutz
- XLR USB Ladegerät

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.