

iGO⁺™



*Gefaltete Größe:
787 x 406 x 600 mm*

Erleben Sie die Schönheit des leichten Reisens mit dem i-Go[®] +. Dieser kompakte Elektrorollstuhl lässt sich für mühelosen Transport in nur wenigen einfachen Schritten zusammenklappen. Dank der praktischen Aufbewahrung ist das Reisen mit dem iGo[®] + ein Kinderspiel.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	113 kg
Höchstgeschwindigkeit ¹	Bis 6 km/h
Bodenfreiheit ²	79 mm
Wendekreis ^{2,6}	616 mm
Gesamtlänge ^{2,6}	1016 mm
Gesamtbreite ²	597 mm
Antriebsräder	12" PU-Bereifung
Lenkrollen	8" Pannensicher
Kippschutz	1,75" Pannensicher
Gewicht ohne Batterien ⁵	24 kg
Batterie ³	1x 18,2 Ah (Lithium-Ionen)
Batterieladegerät	Spezialladegerät
Farben	 Silver

Produkteigenschaften

- Ein kompaktes und leichtes Design macht das Reisen zum Kinderspiel
- Rückentasche für zusätzlichen Stauraum auf Reisen
- Mit wenigen Handgriffen zusammenklappbar für mühelosen Transport
- Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche unter dem Sitz, Netzbecherhalter und 1016 mm Hüftgurt
- Extra große Fußplatte für zusätzlichen Komfort
- Spezielles Sitzdesign aus Moosgummi für zusätzlichen Komfort

Zubehör

- USB Ladeport

1) Variiert je nach Basismodell, Benutzergewicht, Terrainart, Batterie-Amperestundenkapazität (Ah), Batterieladung, Batteriezustand, Motoren, Steuerungstyp, Reifentyp und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von +10%, -5%.

2) Aufgrund von Herstellungstoleranzen und der kontinuierlichen Produktverbesserung können die Daten dieser Spezifikation um plus (+) oder minus (-) 3% abweichen.

3) Lithium-Ionen-Typ empfohlen. Siehe „Batterien und Aufladung“.

4) Nach Standard ANSI/RESNA, Elektrorollstuhl Vol. 2 Kapitel 4 & ISO 7176-4 geprüft. Die Ergebnisse wurden durch Kalkulation der Batterie Spezifikationen und der Leistung des Antriebs-System theoretisch erreicht. Der Test wurde mit maximaler Gewichts-Kapazität durchgeführt.

5) Gewicht der Batterie kann nach Hersteller variieren.

6) Die angegebenen Abmessungen gelten für die Antriebsbasis. Die Gesamtabmessungen hängen von der Auswahl des Sitzes und möglichen Zubehörkomponenten ab.

7) Das mit der optionalen Reisebatterie konfigurierte Gerät entspricht nicht der Norm AS / NZS 3695,2 und EN12184.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehöerauswahl variieren.