

# QUEST



Der 4-Rad Quest Folding Scooter ist transportbereit und lässt sich leicht zusammenklappen. Er bietet eine hervorragende Leistung im Innen- und Außenbereich und einer Reichweite von bis zu 20 km. Das Reisemobil bietet eine komfortable und bequeme Fahrt. Er ist ein tragbarer Platzsparer, der sich perfekt an jeden Kofferraum anpasst. Der Quest ist elegant und äußerst einfach zu bedienen. Damit ist er die perfekte Wahl für ein Reisemobil.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY PRODUCTS GmbH  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	115 kg
Max. Geschwindigkeit <sup>1</sup>	6 km/h
Bodenfreiheit <sup>2</sup>	60 mm
Wendekreis <sup>2</sup>	820 mm
Gesamtlänge <sup>2</sup>	930 mm
Gesamtbreite <sup>2</sup>	485 mm
Gefaltete Größe	750 mm x 485 mm x 450 mm
Sitzhöhe	320 mm
Reifen vorn	7" Luftbereifung
Reifen hinten	8" Luftbereifung
Reichweite <sup>1,4</sup>	Bis 20 km
Gesamtgewicht ohne Batterien <sup>5</sup>	22 kg
Standard Sitz <sup>2</sup>	Breite: 410 mm Tiefe: 330 mm Höhe: 320 mm
Batterien <sup>3</sup>	2x 11,5 Ah (Lithium Ionen)
Farben	 white   black   red

- Hängt ab von Benutzergewicht, Gelände-Typ, Batterie Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation ist vorbehaltlich einer Varianz von (+ oder -) 10%.
- Aufgrund von Fertigungstoleranzen und dauerhaften Produktverbesserung, ist diese Spezifikation unterliegt einer Varianz von + / - 3%.
- AGM oder Gel Batterie erfordert.
- Getestet in Übereinstimmung mit den Normen ANSI/RENSA, WC Vol 2, Sektion 4, und ISO 7176-4. Ergebnisse abgeleitet aus theoretische. Berechnungen basierend auf Batterie Spezifikationen und Antriebssystemleistung. Test bei maximaler Tragfähigkeit durchgeführt.
- Batterie Gewicht kann nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehöerauswahl variieren.

## Produkteigenschaften

- Einzigartiges Faltdesign
- Faltet sich in nur drei einfachen Schritten
- Höhenverstellbare Lenksäule
- Bis zu 20 km Reichweite
- Einfach zu Hause, in Hotels oder auf Flughäfen zu transportieren
- Kann aufrecht verstaut oder abgelegt werden
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Armlehnen vorhanden
- Gefaltete Größe: 750 mm x 485 mm x 450 mm

### Falten:



1 Sitz einklappen



2 Um ein zu klappen  
Hebel ziehen



3 Lenksäule  
einklappen und  
verriegeln

### Entfalten:



1 Hebel ziehen



2 Ausklappen



3 Sitz ausklappen,  
und verriegeln



Hinweis: Der Transport dieses Artikels in Flugzeugen unterliegt behördlichen Vorschriften. Bitte fragen Sie bei Ihrer Fluggesellschaft rechtzeitig vor Ihrem Flug nach, ob der Quest und seine Lithium-Ionen-Batterien zugelassen sind.