



Der i-Go® von Pride verfügt über eine fortschrittliche Faltechnologie, sodass er schnell und einfach transportiert werden kann. Der i-Go® bietet eine Vorderachsfederung, ein robustes Sitzsystem, Stauraum unter dem Sitz und vieles mehr.

Der i-Go® passt auf engstem Raum und wiegt nur 19,8 kg.




Gefaltete Größe
630mm x 355mm x 770mm

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	100 kg
Höchstgeschwindigkeit ²	Bis 6 km/h
Bodenfreiheit ¹	90 mm
Gesamtlänge ¹	880 mm
Gesamtbreite ¹	600 mm
Wendekreis ¹	900 mm
Reifen	Vorderreifen: 7" PU Bereifung Hinterreifen: 8,5" PU-Bereifung
Gesamtgewicht ohne Batterien	21,5kg
Batterianforderung ³	2x 6.6 Ah (lithium-Ionen)
Gewicht Batterien ¹	1,4 kg
Farben	 Silver

1. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung kann diese Spezifikation unterliegen auf eine Varianz von + oder - 3%.
2. Die Spezifikation variiert je nach Benutzergewicht, Gelände, Batterietyp, Batteriezustand und Reifendruck.
3. Das Batteriegewicht kann je nach Hersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Die enthaltene Information ist zur Zeit der Herausgabe aktuell; der Hersteller ist zur ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung verpflichtet und behält sich jedoch das Recht vor, ohne Vorankündigung die Spezifikation zu ändern. Die theoretische Reichweite ist unter Testbedingungen in Übereinstimmung mit europäischen Standards berechnet. Die tatsächliche Reichweite im normalen Betrieb hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich des Zustands dem Mittel und die Batterien, dem Benutzergewicht, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur und der Steigung und Beschaffenheit des Weges oder Straße. Abmessungen aufgeführt betreffen nur die Antriebseinheit. Insgesamt Abmessungen werden mit Sitz- und Zubehörauswahl variieren.

Produkteigenschaften

- Schnelles Zusammenlegen in 5 einfachen Schritten
- Einzigartiger Sitz für zusätzlichen Komfort
- Vorderradaufhängung
- Großes, sicheres Ablagefach
- Leichte Lithium-Ionen-Batterien
- Einfach zu bedienender VR2-Controller
- Externes laden; Zusätzliches Akku zum einfachen austauschen

Einfache Faltechnik:



- 1 Ausschalten und Joystick entfernen



- 2 Packen Sie den Joystick in die Rückenlehnentasche und entfernen Sie das Sitzkissen



- 3 Rückenlehne umklappen, Ziehen Sie dann beide Armlehnen nach hinten



- 4 Drücken Sie die beiden Entriegelungshebel (auf der Rückseite) zusammen



- 5 Drücken Sie das Rückenteil nach vorne, um den Stuhl zusammenzufalten



- 6 Der i-Go ist jetzt fertig für den Transport!