VivaLift Atlas Plus



Viermotoriger Aufstehsessel

mit unzähligen Positionsmöglichkeiten, einem Becherhalter & einer Ladestation für das Mobiltelefon*



VivaLift Atlas Plus

Technische Daten

Breite/Höhe	990/ 1066 mm
Sitz Tiefe/Breite	533/ 558 mm
Oberkante Rücken bis Sitz	660 mm
Erforderlicher Wandabstand	406 mm
Gewicht des Stuhls	75 kg
Gewichtskapazität	170 kg
Vollständig gepolstert	Ja

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

Eigenschaften

- Viermotorig
- Elektrische Kopfstütze
- Aufstehhilfe für das Ein-& Aussteigen
- Elektrische Lendenwirbelstütze
- Fußstützenverlängerung
- Rückenlehne kann unabhängig zur Fußstütze nach vorne und hinten bewegt werden
- Stufenlose Verstellungen
- USB-Ladeanschluss
- Lithium-Batterie-Backup sorgt dafür, dass der Aufstehsessel auch bei Stromausfall betriebsbereit ist
- Becherhhalter
- Mobiltelefon Ladestation*

Farben/Stoffe





Mushroom

Walnut



^{*} Das kabellose Ladegerät ist nur mit Smartphones kompatibel, die über eine kabellose Ladefunktion verfügen, außerdem sollten keine anderen intelligenten Geräte (z.B. Smartwatches) mit dem kabellosen Ladegerät verwendet werden.