

VivaLift Urbana



Viermotoriger Aufstehsessel
mit unzähligen Positionsmöglichkeiten

VivaLift Urbana

Technische Daten

Breite/Höhe	838/ 1066 mm
Sitz Tiefe/Breite	508/ 533 mm
Oberkante Rücken bis Sitz	635 mm
Erforderlicher Wandabstand	350 mm
Gewichtskapazität	170 kg
Gewicht des Stuhls	65 kg
Vollständig gepolstert	Ja

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

* Das kabellose Ladegerät ist nur mit Smartphones kompatibel, die über eine kabellose Ladefunktion verfügen, außerdem sollten keine anderen intelligenten Geräte (z. B. Smartwatches) mit dem kabellosen Ladegerät verwendet werden.

Eigenschaften

- Viermotorig
- Elektrische Kopfstütze
- Aufstehhilfe für das Ein- & Aussteigen
- Elektrische Lendenwirbelstütze
- Fußstützenverlängerung
- Stufenlose Verstellungen
- USB-Ladeanschluss
- Lithium-Batterie-Backup sorgt dafür, dass der Aufstehsessel auch bei Stromausfall betriebsbereit ist

Farben/ Stoffe



Santa Barbara
Latte



Santa Barbara
Bark