

iGO lite



Gefaltete Größe
720 x 310 x 610 mm


Einfach, praktisch und ultraleicht.

Der brandneue i-Go Lite wiegt durch das Carbonegestell nur 19,8 kg. Damit ist er unser bisher leichtester Elektrorollstuhl! Mit einem integrierten USB-Anschluss können Sie reisen und mit der Welt um Sie herum in Verbindung bleiben. Dank seiner flugtauglichen Batterien sind Ihnen keine Grenzen gesetzt - entfalten Sie sich einfach und fahren Sie los, für ein neues Abenteuer.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]



Technische Daten

MAX. BELASTBARKEIT	135 kg
MAX. GESCHWINDIGKEIT ¹	6 km/h
WENDEKREIS ¹	900 mm
GESAMTLÄNGE	940 mm
GESAMTBREITE	610 mm
VORDERRÄDER	7" Pannensicher
HINTERRÄDER	8,5" Pannensicher
GESAMTGEWICHT	18 kg (+1,9 kg Batterie)
BATTERIEN	1x 12 Ah (Lithium-Ionen)
FARBEN	 Black

Eigenschaften

- Großes und sicheres Ablagefach unter dem Sitz
- USB-Anschluss
- Verstellbare Steuerposition
- Stilvolles Carbonfasern Design
- Einfaches Faltsystem mit nur einem Handgriff
- Kompaktes und leichtes Gestell
- Flugsichere Batterie mit 12 Ah

1. Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (Ah), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand.

2. Das Batteriegewicht kann je nach Batteriehersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.