

Art. Nr. SET151005

Art. Nr. SET1909617

Art. Nr. SET145500

Art. Nr. SET147133

Art. Nr. SET1803304

Art. Nr.



XS SET2200727
S SET2200728
M SET2200729
L SET2200730

KOMPAKTSITZ

KOMPAKTSITZ

KOMFORTSITZ

KOMFORTSITZ

KOMFORTSITZ

ULTRA KOMFORTSITZ

Gefaltetes, schwarzes Vinyl

2x Sternschrauben

Geformter Kunststoff, schwarzes Vinyl

2x Sternschrauben

Viscount junior

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Tiefenverstellbar, Komfortsitz, begrenzte Rückenlehne, hohe Rückenlehne mit massiver Sitzschale

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Hohe Rückenlehne, Kopfkissen und Lendenwirbelstütze

2x Sternschrauben

Hohe Rückenlehne, mit massiver Sitzschale

2x Sternschrauben

Armlehnen einstellbar in der Höhe

Größenoptionen:

Breite: 470 mm - 580 mm

Tiefe: 420 mm

Höhe: 390 mm

Größenoptionen:

Breite: 510 mm - 560 mm

Tiefe: 460 mm

Höhe: 440 mm

Größenoptionen:

Breite: 490 mm - 560 mm

Tiefe: 460 mm

Höhe: 520 mm

Größenoptionen:

Breite: 490 mm - 600 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 520 mm

Größenoptionen:

Breite: 490 mm - 600 mm

Tiefe: 500 mm

Höhe: 520 mm

Größenoptionen:

XS: Breite: 440mm - 530 mm **M:** Breite: 540mm - 620 mm

Tiefe: 460 mm

Tiefe: 530 mm

Höhe: 520 mm

Höhe: 520 mm

S: Breite: 510 mm- 600 mm **L:** Breite: 590mm - 690 mm

Tiefe: 520 mm

Tiefe: 570 mm

Höhe: 520 mm

Höhe: 520 mm

Serienmäßig bei:

- Go Go Ultra X
- Go-Go LX
- Zero Turn 8

Serienmäßig bei:

- Revo 2.0

Serienmäßig bei:

- Victory 10 DX
- Victory HMV

Serienmäßig bei:

- Victory XL 130 HD
- Victory XL 130
- Victory Luna

Serienmäßig bei:

- Zolar
- Victory Luna (Optional)

Serienmäßig bei:

XS/S: Pursuit 2, Victory XL 140, Victory XI 130, Victory XL 140 LCD

M: Victory XL 140, Victory XL 140 LCD

Optional bei

M: Victory XL 140, Victory XL 130, Victory XL 140 LCD, Victory XL 130 HD

L: Victory XL 130 HD, Pursuit 2, Victory XL 140, Victory XL 130, Victory XL 140 LCD

Breite: gemessen zwischen den Innenseiten der Armlehnen.
 Höhe: ohne Kopfstütze gemessen. (Kopfstütze ist einstellbar)