

VivaLift 356



Dualmotor Aufstehsessel

VivaLift 356

Technische Daten


Tiefe/Breite/Höhe	1066/ 889/ 1066 mm
Sitz Tiefe/Breite/Höhe	533/ 533/ 482 mm
Vollständig zurückgelehnte Länge	1828 mm
Erforderlicher Wandabstand	400 mm
Gewichtskapazität	170 kg
Box Abmessungen	900/ 770/ 850 mm
Nettogewicht	54,5 kg
Bruttogewicht	62 kg

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

Eigenschaften

- Dualmotor
- Sitzkasten aus Stahl
- Fußstützenverlängerung
- USB Ladeanschluss
- Handbedienung mit unabhängiger Steuerung von Rückenlehne und Fußstütze

Farben/ Stoffe



Stonewash Gunmetal