

GO GO[®]
ENDURANCE Li



Mit dem Go Go Endurance Li war das Reisen noch nie so einfach! Dieser 4-Rad-Scooter hat alles, was Sie für eine sichere und bequeme Reise brauchen. Mit dem serienmäßigen 8-AH-Lithium-Ionen-Akkupack* ist der Go Go Endurance perfekt für Flugreisen geeignet. Die federleichte Demontage sorgt für die nötige Portabilität. Genießen Sie eine sanfte, komfortable Fahrt mit der Comfort-Trac-Federung.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	147 kg
Max. Geschwindigkeit ¹	6 km/h
Bodenfreiheit ²	83 mm
Wendekreis ²	1225 mm
Länge ²	1070 mm
Breite ²	521 - 690 mm
Räder	8" Pannensichere Bereifung (PU)
Gewicht ohne Batterien ^{2,4}	41 kg
Batterie ²	Lithium-Ionen 8 Ah (Standard) 16 Ah (Optional)
Batterie Gewicht ³	8 Ah: 2,5 kg 16 Ah: 4,5 kg
Ladegerät	extern, 3,5 amp
Farben	 Red Grey

¹ Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von (+ oder -) 10% unterliegen.

² Einschließlich Standard-Sitzgewicht.

³ Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von (+ oder -) 3% unterliegen.

⁴ Das Batteriegewicht kann je nach Batteriehersteller variieren.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3% unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

Eigenschaften

- Die Delta-Lenkstange mit ergonomisch geformten Griffen ermöglicht es Ihnen, den Scooter einfach zu bedienen und Ihre Handgelenke zu schonen
- Praktische duale Ladeanschlüsse zum Aufladen des Akkupacks am Elektromobil oder am Akkupack.
- Optional 16 Ah Batterie möglich

Zubehör

- Stockhalter (einfach, doppelt)
- Handyhalter
- Getränkehalter
- 1270 mm Beckengurt
- Sauerstoffflaschenhalter
- Heckkorb
- Sicherheitsflagge
- Gehhilfen Halterung
- XLR USB Ladegerät



* Der Transport dieses Artikels in Verkehrsflugzeugen unterliegt den Vorschriften und Richtlinien der Fluggesellschaft. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Flug bei Ihrer Fluggesellschaft, um sicherzustellen, dass Ihr Go Go Endurance Scooter und sein Lithium-Ionen-Akku zugelassen sind.