

PURSUIT 2.0



Eigenschaften

- LED Scheinwerfer
- USB - Anschluss
- Stufenlose Lenksäuleneinstellung
- Farben: Grey, Orange, Black

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	15 km/h
Bodenfreiheit	94 mm
Wendekreis	1606 mm
Gesamtlänge	1355 mm
Gesamtbreite	641 mm
Gesamthöhe	1311 - 1352 mm
Sitzhöhe	480 mm
Räder	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie	96 kg
Batterie	100 Ah (2x50 Ah) Lithium Batterie
Ladegerät	8 Amp



PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de

