

ZOOMi



Elektromobilität ohne Kompromisse.

Mit innovativem Design und herausragendem Komfort.

Dank seiner Zerlegbarkeit ist er leicht zutransportieren und zu verstauen.

Der ZOOMi bietet zudem eine beeindruckende Reichweite und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Erleben Sie die Zukunft der Elektromobilität bezahlbar mit dem ZOOMi!

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Wendekreis	1370 mm
Gesamtlänge	1190 mm
Gesamtbreite	560 mm
Gesamthöhe	980 mm
Räder	9" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie	52 kg
Batterie	2x 33 Ah
Ladegerät	12V Ladegerät

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de

