


**GO GO** *M<sup>2</sup>*



Der Go Go MG definiert Leichtigkeit neu und setzt Maßstäbe als eines der leichtesten Elektromobile der Welt, dank seines fortschrittlichen Magnesiumrahmens.

Der Rahmen bietet nicht nur eine außergewöhnliche Stabilität, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, das Gesamtgewicht des Fahrzeugs zu minimieren.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY PRODUCTS GmbH  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	125 kg
Max. Geschwindigkeit <sup>1</sup>	6 km/h
Bodenfreiheit	74,39 mm
Länge	1041 mm
Breite	429 mm
Höhe	889 mm
Räder	8" Pannensichere Bereifung (PU)
Gewicht ohne Batterien und Kissen <sup>2</sup>	14,8 kg
Batterie	1x 10 Ah Lithium (Standard) 1x 20 Ah Lithium (Optional)
Farben	 Black Grey

<sup>1</sup> Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (Ah), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von (+ oder -) 10% unterliegen.

<sup>2</sup> Einschließlich Standard-Sitzgewicht.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

## Eigenschaften

- Fortschrittlicher Magnesiumrahmen (Nur 14,8 kg)
- In wenigen Sekunden gefaltet, perfekt für Reisen und Freizeit
- 1x10 Ah Lithium Batterie (Geeignet für die Mitnahme im Flugzeug)
- Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
- 1x20 Ah Lithium Batterie Optional

## Zubehör

- Reisetasche
- Hochklappbare Armlehnen