




# BAJA<sup>®</sup> BANDIT



Der Baja Bandit - Meister aller Ebenen!  
Müheles die Natur entdecken und ein  
unvergleichliches Fahrerlebnis erleben.  
Komfort, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit  
auf allen Abenteuern.

**PRIDE<sup>®</sup>**  
MOBILITY PRODUCTS GmbH  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	180 kg
Max. Geschwindigkeit <sup>1</sup>	Bis zu 12 km/h
Wendekreis	1320 mm
Länge	1194 mm
Breite	558 mm
Räder	9" Pannensicher (PU)
Gewicht ohne Batterien <sup>2</sup>	58,75 kg
Batterie <sup>2</sup>	Standard: 20 Ah Lithium Batteriepack Optional: 40 Ah Lithium Batteriepack
Farben	 Tan Grün

<sup>1</sup> Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (AH), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von (+ oder -) 10% unterliegen.

<sup>2</sup> Einschließlich Standard-Sitzgewicht.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

## Eigenschaften

- Lithium Batteriepack
- Praktischer USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer Geräte
- LED-Beleuchtungspaket für maximale Sichtbarkeit
- Zusätzliche Handbremse für mehr Bremskraft
- Leicht zerlegbar
- Stoßfänger vorne und hinten
- Sattelstütze mit Vollfederung für Komfort und Stabilität

## Zubehör

- Einzel-/Doppelstockhalter
- Handyhalter
- Stauerstoffflaschenhalter
- Getränkehalter
- Beckengurt
- Seitentasche
- Wetterabdeckung