



BAJA WRANGLER 2



Die Freiheit der Geschwindigkeit in unebenem Gelände! Entdecke das ultimative Offroad-Abenteuer mit diesem leistungsstarken Elektromobil. Robust, schnell und sicher - der Baja Wrangler 2 ist bereit für unvergessliche Naturerkundungen.

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	204 kg
Max. Geschwindigkeit ¹	Bis zu 15 km/h
Wendekreis	2407 mm
Länge	1556 mm
Breite	837 mm
Räder	14,5" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterien ²	124 kg
Batterie ²	Standard: 2x 75 Ah Optional: 2x 100 Ah
Farben	 Sand Blue

¹ Variiert mit Benutzergewicht, Geländetyp, Batterie-Amperestunden (Ah), Batterieladung, Batteriezustand und Reifenzustand. Diese Spezifikation kann einer Abweichung von (+ oder -) 10% unterliegen.

² Einschließlich Standard-Sitzgewicht.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländetyp, Batterieladung, Batteriezustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und kontinuierlicher Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit Abweichungen von + oder - 3 % unterliegen. Die aufgeführten Abmessungen gelten nur für die Leistungsbasis. Die Gesamtabmessungen können je nach Auswahl von Sitz und Zubehör variieren.

Eigenschaften

- CTS-Federung vorne und hinten
- LED-Display
- USB-Anschluss
- Robuste und stilvolle Stoßstange
- Doppelt beschichteter Rahmen
- LED-Beleuchtung
- Rückfahr sensoren

Zubehör

- Einzel-/Doppelstockhalter
- Handyhalter
- Stauerstoffflaschenhalter
- Getränkehalter
- Beckengurt
- Seitentasche
- Heckkorb
- Rückspiegel