


**Luna** *Victory*  
PRIDE® MOBILITY PRODUCTS



Der Victory Luna vereint Kraft und Vielseitigkeit für Innen- und Außeneinsätze. Mit seinem luxuriösen Styling und komfortablen Extras wie der Schaumstoff-Delta-Lenkstange und den spurlosen Reifen bietet er ein erstklassiges Fahrerlebnis. Der Victory Luna ist das perfekte Rundum-Sorglos-Paket für alle, die Stil und Bequemlichkeit suchen.

**PRIDE**®  
MOBILITY PRODUCTS GmbH  
LIVE YOUR BEST®

## Technische Daten

Max. Belastbarkeit <sup>1</sup>	159 kg
Max. Geschwindigkeit <sup>1</sup>	Bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit <sup>2</sup>	95 mm
Wenderadius <sup>2</sup>	1257 mm
Länge <sup>2</sup>	895 mm
Breite <sup>2</sup>	686 mm
Reifen	13" pannensicher
Gesamtgewicht ohne Batterien <sup>5</sup>	88 kg
Standard Sitz	Typ: Hohe Rückenlehne Gewicht: 23 kg Material: Schwarzes Vinyl Breite: 457 mm Tiefe: 483 mm
Batterie <sup>3</sup>	2x 55 AH oder 75 AH
Ladegerät	5 oder 8 Amp, extern
Farben	 Red

1. Variiert je nach Benutzergewicht, Geländeart, Amperestundenzahl der Batterie (Ah), Batterieladung, Batteriezustand, Reifentyp und Reifenzustand. Diese Angabe kann einer Abweichung von +10%, -5% unterliegen.
2. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und ständiger Produktverbesserung kann diese Spezifikation einer Abweichung von (+ oder -) 3% unterworfen sein.
3. AGM oder Gel-Cell Typ erforderlich.
4. Getestet nach den Normen ANSI/RESNA, WC Vol 2, Abschnitt 4 und ISO 7176-4. Die Ergebnisse stammen aus theoretischen Berechnungen auf der Grundlage der Batteriespezifikationen und der Leistung des Antriebssystems. Der Test wurde bei maximaler Gewichtskapazität durchgeführt.
5. Inklusive Standardsitz.

HINWEIS: Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt; wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Geschwindigkeit und Reichweite variieren je nach Benutzergewicht, Geländeart, Akkuladung, Akkuzustand und Reifendruck. Aufgrund von Fertigungstoleranzen und ständiger Produktverbesserung können Länge, Breite, Wenderadius und Bodenfreiheit um + oder - 3% variieren. Die angegebenen Maße gelten nur für den Roller. Die Gesamtmaße variieren je nach Sitz- und Zubehöerauswahl.

Die theoretische Reichweite wird unter Testbedingungen gemäß den europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normalem Gebrauch hängt von vielen Faktoren ab, u. a. vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, vom Gewicht des Fahrers, vom richtigen Reifendruck, von der Umgebungstemperatur sowie von der Steigung und der Oberfläche der Straße oder des Gehwegs. Die angegebenen Abmessungen beziehen sich nur auf die Power Base. Die Gesamtabmessungen variieren je nach Auswahl der Sitzplätze und des Zubehörs.

## Eigenschaften

- Große 13-Zoll-Luftreifen für hervorragende Leistung im Freien
- Komplettes Beleuchtungspaket mit Blinkern und winkelverstellbaren LED-Lichtern
- Frontkorb
- Einfache Steuerung des Elektromobils durch ein einfaches Bedienpult
- Einstellung gleichmäßiger Geschwindigkeit

## Zubehör

- Wetterdach
- Rückspiegel
- Becherhalter
- Beckengurt
- Satteltasche
- Handyhalter
- XLR USB-Ladegerät
- Hinterer Korb
- Sauerstoffflaschenhalter
- Stockhalter, einfach oder doppelt