



Apex Alimalite 2.0

Apex Alimalite 2.0 – Leicht, komfortabel & zuverlässig!

Der Apex Alimalite 2.0 kombiniert innovative Leichtbauweise mit hoher Stabilität – ideal für Alltag & Reisen. Erleben Sie Freiheit & Komfort bei jeder Fahrt!

- Neu! Optimierte Fußplattform für eine flache, komfortable Fußposition.
- Leicht & stabil – Einfach zu transportieren, robust im Gebrauch.
- Hohe Reichweite – Leistungsstarke Batterie für lange Fahrten.
- Maximaler Komfort – Ergonomischer Sitz & intuitive Bedienung.
- Sicher & zuverlässig – Robuste Reifen & starke Bremsen.
- Modernes Design – Stilvoll für Innen- & Außenbereiche.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	120 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II)
Wenderadius	1385 mm
Bodenfreiheit	32 mm
Länge	1022 mm
Breite	490 mm
Vorderreifen	8" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	31,8 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 1x 12 Ah Batteriepack

Verfügbares Zubehör:



Wetterabdeckung



XLR USB
Aufladegerät



Seitentasche