



BAJA WRANGLER 2



Baja Wrangler 2

Der Baja Wrangler 2 bietet mit einer Tragkraft von 204 kg höchste Stabilität und Robustheit. Ideal für den täglichen Einsatz und lange Strecken sorgt er für ein sicheres, komfortables Fahrerlebnis.

- Hohe Belastbarkeit: Tragkraft von 204 kg für maximale Sicherheit.
- Robuste Bauweise: Langlebig und widerstandsfähig.
- Komfort und Sicherheit: Ergonomischer Sitz und moderne Sicherheitsfeatures.
- Leistungsstark & zuverlässig: Perfekt für Ihre Mobilitätsbedürfnisse.
- Modernes Design: Funktionalität trifft auf zeitloses Styling.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	204 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	75 Ah - 35-48 km (Level VI) 100 Ah - 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	2407 mm
Länge	1556 mm
Breite	825 mm
Vorderreifen	14,5" Luftbereifung
Hinterreifen	14,5" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	148,6 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Verfügbares Zubehör:

