

# CX-4



## CX-4

CX-4 Elektromobil – Modular, individuell und farbenfroh!

Mit seiner modularen Bauweise bietet der CX-4 maßgeschneiderte Mobilität, ganz nach Ihrem Stil und Ihren Ansprüchen.

- Modulare Bauweise: Flexibel anpassbar an Ihre Bedürfnisse.
- Variable Längen: Wählen Sie zwischen 120 cm, 130 cm oder 140 cm.
- Optimale Bodenfreiheit: 89 mm für sicheren Fahrkomfort.
- Vielfältige Farbauswahl: Trendige Farben für den individuellen Stil.
- Innovative Technologie: Modernste Technik für müheloses Fahren.
- Sitzbreiten: Erhältlich in XS, S oder L.
- Felgenfarben: Wahlweise in Schwarz oder Silber.
- Geschwindigkeiten: 10, 12 oder 15 km/h für individuelles Fahrtempo.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	226 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	75 Ah - 35-48 km (Level VI)
	100 Ah - 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	2089 mm
Bodenfreiheit	89 mm
Länge	1419 mm
Breite	707 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	161,5 kg
Batterien	2x 75 Ah 2x 100 Ah

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Korb Kopfstütze (Einklappbar)



Heckbox (Abschließbar)



XLR USB Aufladegerät



Canopy Wetterdach



Sauerstoffflaschenhalterung



Seitentasche



Sicherheitsgurt



Wetterabdeckung



Rollatorhalterung



Heckkorb



Mobiltelefon Halterung



Spiegel



Cappi Wetterdach (Schwarz)

Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Preisliste auf Seite 35.