

# FUSION<sup>e</sup>

Mit einstellbarer Sitzbreite.



## Fusion e

Der Fusion e – anpassungsfähig, komfortabel und flexibel für Innen- & Außenbereiche. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Sitzbreite für perfekten Komfort.

- Einstellbare Sitzbreite (380–558 mm) – Perfekte Passform für individuellen Komfort.
- Modulares Design – Anpassbar für maximalen Komfort.
- Flexibel & wendig – Ideal für enge Räume & einfache Manöver.
- Komfortabel & ergonomisch – Verstellbarer Sitz, Armlehnen & Fußstützen.
- Leistungsstark & sicher – Starker Motor, langlebiger Akku & stabile Bauweise.

HMV-Nummer: 18.50.04.0225

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	40 Ah - 20-30 km (Level IV) 50 Ah - 30-40 km (Level V)
Wenderadius	641 mm
Bodenfreiheit	40 mm
Länge	1050 mm
Breite	630 mm
Antriebsräder	13" pannensicher oder Luftbereifung
Lenkräder	10" pannensicher oder Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	66 kg
Batterien	2x 40 Ah (Standard) 2x 50 Ah (Optional)

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel  
Stockhalter



Bedienpult  
wegschwenkbar



Beinstützen  
wegschwenkbar

Weitere Informationen zu diesem Zubehör und Optionen finden Sie im Bestellformular des Fusion E.