

# GO CHAIR®



## Go Chair

Der GO Chair sorgt für mehr Mobilität, Flexibilität und Selbstbestimmung im Alltag. Kompakt, leicht, Zerlegbar.

- Mit 44 kg bietet der GO Chair Leichtigkeit, Komfort und Mobilität.
- Kompakt, einfach zu bedienen und schnell demontierbar für maximale Unabhängigkeit.
- Leicht, handlich und ideal für unterwegs – der GO Chair macht es möglich.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	18 Ah - 10-17 km (Level II) 22 Ah - 17-23 km (Level III)
Wenderadius	648 mm mit Fußstütze
Bodenfreiheit	45 mm
Länge	842 mm
Breite	575 mm
Antriebsräder	9" pannensicher
Lenkräder	6" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	44,25 kg
Batterien	Typ: 12 V - 18 Ah Batteriepack

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter

Getränkhalter (Armlehne)

Seitentasche

Heckkorb

XLR USB Aufladegerät

Sauerstoffflaschenhalterung