



Go Go Carbon

- Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenklappen und wie ein Gepäckstück transportieren.
- Wiegt nur 16 kg.
- Rahmen, Felgen und Deichsel aus Vollkohlefaser
- NFC-Schlüsselzündung für einfaches Entsperren und als zusätzliche Sicherheitsfunktion.
- Lebendiges Farbdisplay auf der Konsole, das klare Informationen anzeigt sowie Fehler mit Bild im Display anzeigt.
- Stromversorgung durch eine Lithium-Batterie, die den Anforderungen der Fluggesellschaften entspricht.
- Einfache Reinigung mit Hilfe der abnehmbaren Rückenlehne.
- LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	17-23 km (Level III)
Wenderadius	1350 mm
Bodenfreiheit	50 mm
Faltmaß	(L x B x H) 480 x 445 x 670 mm
Länge	1025 mm
Breite	445 mm
Vorderreifen	7" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	16 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 12 Ah

Verfügbares Zubehör:



Wetterabdeckung



Armlehnen