

# GO GO ELITE TRAVELLER<sup>®</sup> 2



## Go Go Elite Traveller 2

### Maximale Wendigkeit & Flexibilität!

Mit einer 90-Grad-Wendigkeit und zerlegbarem Design meistert der Go-Go Elite Traveller 2 enge Räume & ist ideal für unterwegs.

- 90-Grad-Wendigkeit – Müheloses Manövrieren auf kleinstem Raum.
- Zerlegbar in 5 Teile – Einfacher Transport & Lagerung.
- Komfortabel & sicher – Ergonomischer Sitz & intuitive Steuerung.
- Leistungsstark & zuverlässig – Langlebiger Akku & robuster Motor.
- Perfekt für Reisen – Leicht im Auto transportierbar.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	17-23 km
Wenderadius	940 mm
Bodenfreiheit	34 mm
Länge	1036 mm
Breite	494 mm
Vorderreifen	7" pannensicher
Hinterreifen	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	48,2 kg
Batterien	2x 18 Ah

## Verfügbares Zubehör:



Seitentasche



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



XLR USB Aufladegerät