




## Go Go Endurance Li

**Go-Go Endurance Li – Maximale Reichweite & Sicherheit!**

Dank leistungsstarker Lithium-Batterien und LED-Beleuchtung bietet der Go-Go Endurance mehr Freiheit und Flexibilität – perfekt für den Alltag drinnen & draußen.

- Lithium-Batterien:  
Langlebig, schnell ladend & zuverlässig.
- Hohe Reichweite:  
Längere Fahrten ohne Unterbrechung.
- LED-Beleuchtung:  
Mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
- Kompakt & wendig:  
Einfaches Manövrieren auf engem Raum.
- Komfort & Kontrolle:  
Ergonomischer Sitz & intuitive Steuerung.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Max. Belastbarkeit               | 147 kg                                                    |
| Max. Geschwindigkeit             | Bis zu 6 km/h                                             |
| Reichweite pro Ladung            | 8 Ah - 9-11 km (Level I)<br>16 Ah - 17-23 km (Level III)  |
| Wenderadius                      | 1225 mm                                                   |
| Bodenfreiheit                    | 36 mm                                                     |
| Länge                            | 1070 mm                                                   |
| Breite                           | 521 mm                                                    |
| Vorderreifen                     | 8" pannensicher                                           |
| Hinterreifen                     | 8" pannensicher                                           |
| Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz | 51,25 kg                                                  |
| Batterien                        | Typ: Lithium-Ionen<br>16 Ah (Standard)<br>8 Ah (Optional) |

## Verfügbares Zubehör:



Seitentasche



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



XLR USB Aufladegerät