



Go Go MG²

- Ultraleicht & transportabel: Der Magnesiumrahmen macht den Go Go MG² mit nur 14,8 kg besonders leicht und handlich.
- Kompakt faltbar: Lässt sich in Sekunden zusammenklappen – ideal für Auto, Zug und Flugzeug.
- Leistungsstarke Batterie: Herausnehmbare 10-Ah-Lithium-Batterie (flugzeugtauglich), optional mit 20 Ah für mehr Reichweite.
- Angenehme Geschwindigkeit: Bis zu 6 km/h für eine sichere und komfortable Fahrt.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 125 kg bei stabilem Fahrverhalten.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	125 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10,4 Ah - 10-17 km (Level II) 20,8 Ah - 17-23 km (Level III)
Wenderadius	1200 mm
Bodenfreiheit	75 mm
Faltmaß	(L × B × H) 1016 × 457 × 419 mm
Länge	1041 mm
Breite	429 mm
Antriebsräder	8" pannensicher
Lenkräder	8" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	14,8 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 1x 10,4 Ah (Standard) 1x 20,8 Ah (Optional)

Verfügbares Zubehör:

