

# Jazzy air<sub>2</sub>



## Jazzy Air 2

Der Jazzy Air 2 ist ein elektrisch verstellbarer Rollstuhl, der in wenigen Sekunden eine Anhebung um ca. 30 cm ermöglicht – für mehr Unabhängigkeit und Komfort.

- Erleichterte Transfers: Patienten können sich selbstständiger umsetzen oder einfacher von Pflegekräften transferiert werden.
- Weniger körperliche Belastung: Pflegekräfte müssen sich weniger bücken, was die körperliche Belastung reduziert.
- Schnellere Interaktion: Patienten sind auf Augenhöhe mit Pflegekräften, was die Kommunikation und Versorgung vereinfacht.
- Bessere Erreichbarkeit: Patienten können höher gelegene Objekte eigenständig erreichen, was den Pflegeaufwand verringert.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. Belastbarkeit               | 136 kg                                    |
| Max. Geschwindigkeit             | Bis zu 6 km/h (auch in erhöhter Position) |
| Reichweite pro Ladung            | 33 Ah - 20-30 km (Level IV)               |
| Wenderadius                      | 616 mm                                    |
| Bodenfreiheit                    | 25 mm                                     |
| Länge                            | 1067 mm                                   |
| Breite                           | 590 mm                                    |
| Antriebsräder                    | 6" pannensicher                           |
| Lenkräder                        | 10" pannensicher                          |
| Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz | 91,5 kg                                   |
| Batterien                        | 2x 33 Ah (Standard)                       |

## Verfügbares Zubehör:



Seitentasche



XLR USB  
Aufladegerät