

Jazzy Carbon Ultra-Lite

Faltbarer Elektrorollstuhl



Jazzy Carbon Ultra Lite

- Mit nur 14,5 kg lässt sich der Pride Jazzy Carbon Ultra Lite leicht transportieren, zusammenklappen und verstauen.
- Er lässt sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h komfortabel fahren, egal ob in Innenräumen oder auf Gehwegen im Freien.
- Mit einem integrierten USB-Ladegerät können Sie Ihre Geräte unterwegs mit Strom versorgen.
- Das One-Touch-Faltsystem ermöglicht ein schnelles und einfaches Zusammenklappen des Stuhls, perfekt für Reisen und zur Aufbewahrung.
- Ausgestattet mit Lithium-Batterien, die für Flugreisen sicher sind, steht Ihrem nächsten Abenteuer nichts mehr im Wege.

Verfügbare Farben

Schwarz

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	125 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10 Ah -10-17 km (Level II) 20 Ah -17-23 km (Level III)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	90 mm
Faltmaß	(L x B x H) 620 x 340 x 800 mm
Länge	1000 mm
Breite	620 mm
Antriebsräder	12" PU- oder Luftbereifung
Lenkräder	8" PU-Reifen
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	14,5 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen Größe: 10 oder 20 Ah

Verfügbares Zubehör:



Halterung Begleitsteuerung



XLR USB Aufladegerät



Transporttasche



Halterung Begleitsteuerung mit Kopfstütze