

# KOLJA ELITE



## Kolja Elite

Der Kolja Elite setzt neue Maßstäbe in Design und Leistung. Mit bis zu 15 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer Reichweite von 48 km erreichen Sie Ihre Ziele schnell und zuverlässig.

- Modernes Design: Elegantes Erscheinungsbild, das alle Blicke auf sich zieht.
- Leistungsstarker Antrieb: 800-Watt-Motor für müheloses Bewältigen von Steigungen.
- Komfortable Ausstattung: Drehbarer Sitz, einstellbare Armlehnen und verstellbare Lenksäule.
- Hervorragende Federung: Vollfederung vorne und hinten für eine sanfte Fahrt.
- Maximale Sicherheit: LED-Beleuchtung, Blinker und Hupe für optimale Sichtbarkeit.
- Praktische Extras: USB-Port und Ablagefach an der Lenksäule.
- Hohe Belastbarkeit: Stabilität und Sicherheit für Nutzer bis 160 kg.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	50 Ah - 30-40 km (Level V)
	75 Ah - 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1395 mm
Bodenfreiheit	100 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftbereifung
Hinterreifen	12" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	75,2 kg
Batterien	2x 50 Ah (Standard) 2x 75 Ah (Optional)

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



Seitentasche



Sauerstoffflaschenhalterung



Cappi Wetterdach (Schwarz)



Heckbox (Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



XLR USB Aufladegerät



Korb Kopfstütze (Einklappbar)