

KOLJA ULTRA



Kolja Ultra

Der Kolja Ultra vereint Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit in einem leistungsstarken Elektromobil. Mit bis zu 10 km/h erreichen Sie Ihre Ziele schnell, während die offizielle ÖPNV-Zulassung Ihre Mobilität erweitert.

- Leistungsstarker Antrieb: Robuster Motor für bis zu 10 km/h und 40 km Reichweite.
- Komfortables Design: Ergonomischer Deltalenker, Kapitänssitz und verstellbare Lenksäule.
- Maximale Sicherheit: Magnetbremse, LED-Beleuchtung, Blinker und Hupe für hohe Sichtbarkeit.
- Vollfederung: Sanfte und angenehme Fahrt, auch auf unebenem Gelände.
- ÖPNV-Zulassung: Offiziell für den Transport in Bussen zugelassen, ideal für flexible Mobilität.

Verfügbare Farben

Blau

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 10 km/h
Reichweite pro Ladung	40 Ah - 20-30 km (Level IV) 50 Ah - 30-40 km (Level V)
Wenderadius	1180 mm
Bodenfreiheit	93 mm
Länge	1190 mm
Breite	590 mm
Vorderreifen	10" Luftbereifung
Hinterreifen	10" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	69,8 kg
Batterien	2x 40 Ah 2x 50 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



Seitentasche



Sauerstoffflaschenhalterung



Cappi Wetterdach (Schwarz)



Heckbox (Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



XLR USB Aufladegerät



Korb Kopfstütze (Einklappbar)