



Luna Victory

Er vereint kraftvolle Leistung mit luxuriösem Design und sorgt für ein erstklassiges Fahrerlebnis – drinnen wie draußen.

- **Luxuriöses Design:** Elegante Optik mit Schaumstoff-Delta-Lenkstange und abfärbefreien Reifen.
- **Leistungsstarker Antrieb:** 750-Watt-Motor für bis zu 15 km/h und mühelose Fahrten auf unterschiedlichem Gelände.
- **Komfortable Ausstattung:** Kapitänssitz mit verstellbaren Armlehnen, Kopfstütze und Rückenlehne für optimalen Sitzkomfort.
- **Robuste Federung:** Federung an Vorder- und Hinterachse für eine sanfte Fahrt, auch auf unebenen Strecken.
- **Hohe Belastbarkeit:** Stabil und sicher für Nutzer bis 159 kg.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	50 Ah - 30-40 km (Level V) 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1257 mm
Bodenfreiheit	95 mm
Länge	1397 mm
Breite	699 mm
Vorderreifen	13" pannensicher
Hinterreifen	13" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	108,50 kg
Batterien	2x 55 Ah 2x 75 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel
Stockhalter



Korb Kopfstütze
(Einklappbar)



Heckbox
(Abschließbar)



XLR USB
Aufladegerät



Cappi Wetterdach
(Schwarz)



Sauerstoffflaschen-
halterung



Seitentasche



Sicherheitsgurt



Wetterabdeckung



Rollatorhalterung



Heckkorb



Mobiltelefon
Halterung



Spiegel