

# PURSUIT<sup>2</sup>



## Pursuit 2

Der Pursuit 2 vereint sportliches Design mit exzellentem Fahrkomfort.

- Leistungsstarker Antrieb: Bis zu 15 km/h und 56 km Reichweite für schnelle und ausgedehnte Fahrten.
- Komfortabler Kapitänssitz: Drehbar, höhenverstellbar und mit Armlehnen für maximalen Sitzkomfort.
- Robuste Vollfederung: Sorgt für eine sanfte Fahrt, selbst auf unebenem Gelände.
- Sicher unterwegs: LED-Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit und ein praktischer USB-Anschluss zum Laden unterwegs.
- Stabil und zuverlässig: 13-Zoll-Luftreifen für hervorragende Traktion und sicheres Fahrverhalten.
- Hohe Belastbarkeit: Geeignet für Nutzer bis zu 160 kg.

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladun	100 Ah - 60-70 km (Level VIII)
Wenderadius	1760 mm
Bodenfreiheit	96 mm
Länge	1460 mm
Breite	753 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	124 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen 100 Ah (2x 50 Ah)

## Verfügbares Zubehör:



Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Preisliste auf Seite 34.