

REVO 2.0



Revo 2.0

Er vereint Robustheit, modernes Design und hohen Komfort. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Zerlegung in fünf Teile für mühelosen Transport und platzsparende Lagerung.

- Als 3-Rad oder 4-Rad erhältlich
- Sanfte Federung: Comfort-Trac-Federung (CTS) für angenehmes Fahren, auch auf unebenen Wegen.
- Leistungsstarker Antrieb: Bis zu 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und große Reichweite.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt Nutzer bis zu 181 kg stabil und sicher.
- Komfortable Ausstattung: Drehbarer, gepolsterter Sitz mit einstellbaren Armlehnen.
- Integriertes Staufach unter dem Sitz und Frontkorb für persönliche Gegenstände.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	3-Rad: 20-30 km (Level IV) 4-Rad: 20-30 km (Level IV)
Wenderadius	3-Rad: 1016 mm 4-Rad: 1323 mm
Bodenfreiheit	32 mm
Länge	3-Rad: 1167 mm 4-Rad: 1194 mm
Breite	525 mm
Vorderreifen	3-Rad: 8" pannensicher 4-Rad: 9" pannensicher
Hinterreifen	9" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	3-Rad: 66 kg 4-Rad: 72 kg
Batterien	2x 35 Ah

Verfügbares Zubehör:



Wetterabdeckung



XLR USB
Aufladegerät



Spiegel



Seitentasche



Mobiltelefon
Halterung