

VICTORY XL 130



Victory XL 130

Der Victory XL 130 vereint beeindruckende Leistung mit luxuriösem Design.

- Leistungsstarker Antrieb: 600-Watt-Motor für bis zu 15 km/h, meistert anspruchsvolle Strecken und Hügel mühelos.
- Komfortabler Kapitänssitz: Großzügiger, drehbarer Sitz mit verstellbaren Armlehnen und Rückenlehne für maximalen Komfort.
- Optimale Federung: Vollfederung sorgt für eine sanfte, angenehme Fahrt – auch auf unebenem Terrain.
- Sicherheit bei jeder Fahrt: LED-Beleuchtung, Blinker, verstellbarer Scheinwerfer und Hupe für maximale Sichtbarkeit.
- Stabile 13-Zoll-Räder: Hervorragende Bodenhaftung für sicheres und bequemes Fahren auf verschiedenen Untergründen.

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	159 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1606 mm
Bodenfreiheit	94 mm
Länge	1355 mm
Breite	641 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	116,6 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard)

Verfügbare Farben



Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Korb Kopfstütze (Einklappbar)



Heckbox (Abschließbar)



XLR USB Aufladegerät



Canopy Wetterdach



Sauerstoffflaschenhalterung



Seitentasche



Sicherheitsgurt



Wetterabdeckung



Rollatorhalterung



Heckkorb



Mobiltelefon Halterung



Spiegel



Cappi Wetterdach (Schwarz)

Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Preisliste auf Seite 31.