

VICTORY XL 140



Victory XL 140

Erleben Sie maximale Freiheit mit dem Victory XL 140 – ein leistungsstarker, sicherer und komfortabler Scooter für höchste Ansprüche. Ideal für den Alltag und darüber hinaus.

- **Starke Leistung:** Hochleistungsmotor für zügiges Vorankommen.
- **Lange Reichweite:** Ideal für ausgedehnte Fahrten.
- **Maximaler Komfort:** Ergonomischer Sitz und gefederte Räder.
- **Sicherheit:** LED-Beleuchtung, Rückspiegel und stabile Bauweise.
- **Modernes Design:** Sportlich-elegant mit hochwertigen Materialien.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	75 Ah - 35-48 km (Level VI) 100 Ah - 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1803 mm
Bodenfreiheit	64 mm
Länge	1422 mm
Breite	692 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung^
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	144 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

Verfügbares Zubehör:

- Einzel/ Doppel Stockhalter
- Korb Kopfstütze (Einklappbar)
- Heckbox (Abschließbar)
- XLR USB Aufladegerät
- Canopy Wetterdach
- Sauerstoffflaschenhalterung
- Seitentasche
- Sicherheitsgurt
- Wetterabdeckung
- Rollatorhalterung
- Heckkorb
- Mobiltelefon Halterung
- Spiegel
- Cappi Wetterdach (Schwarz)

Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Preisliste auf Seite 32.