

Jazzy Carbon HMV

Faltbarer Elektrorollstuhl



Jazzy Carbon HMV

Der Jazzy Carbon HMV – ultraleicht, faltbar und ideal für Alltag & Reisen. Der Carbon-Rahmen macht ihn extrem leicht und dennoch robust.

- Ultraleicht & faltbar – Nur ca. 19 kg, in Sekunden zusammenklappbar.
- Hohe Wendigkeit – Perfekt für enge Räume & mühelose Manöver.
- Maximaler Komfort – Ergonomischer Sitz, verstellbare Armlehnen & sanftes Fahrgefühl.
- Leistungsstark – Starker Motor mit langlebigem Akku.
- Reisetauglich – Einfach zu transportieren, ideal für Auto, Bahn & Flugzeug.

HMV: 18.50.07.0021

Verfügbare Farben

Matt Grau

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	12 Ah -10-17 km (Level II) 20 Ah -17-23 km (Level III)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	80 mm
Faltmaß	(L x B x H) 720 x 310 x 610 mm
Länge	940 mm
Breite	610 mm
Antriebsräder	8,5" PU
Lenkräder	7" PU
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	18 kg
Batterien	Typ: Lithium-Ionen Größe: 12 oder 20 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel Stockhalter



Getränkehalter
(Armlehne)



Transporttasche



Halterung
Begleitsteuerung



XLR USB
Aufladegerät



Kopfstütze mit
Hilfsrahmen



Kopfstütze