

# Jazzy<sup>®</sup> Swift

Faltbarer Elektrorollstuhl



## Jazzy Swift

Der Jazzy Swift – kompakt, faltbar und perfekt für unterwegs. Ob zu Hause, beim Einkaufen oder auf Reisen – genießen Sie maximale Freiheit!

- **Faltbar & leicht** – In Sekunden zusammenklappbar, ideal für Transport & Lagerung.
- **Kompakt & wendig** – Perfekt für enge Räume und einfache Manövrierbarkeit.
- **Komfortabel & sicher** – Ergonomischer Sitz, stabile Konstruktion & intuitive Steuerung.
- **Leistungsstark** – Zuverlässiger Motor mit langer Akkulaufzeit.
- **Reisebegleiter** – Passt in Auto, Bahn oder Flugzeug.

## Verfügbare Farben

Carbon Schwarz

## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	120 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite pro Ladung	10-17 km (Level II)
Wenderadius	900 mm
Bodenfreiheit	60 mm
Faltmaß	(L x B x H) 565 x 360 x 570 mm
Länge	800 mm
Breite	565 mm
Antriebsräder	7" pannensicher
Lenkräder	5" pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	10,5 kg
Batterien	Größe: 10 Ah

## Verfügbares Zubehör:



Transporttasche



XLR USB  
Aufladegerät