

KOLJA HMV



Kolja HMV

Kolja HMV – Perfekt für den öffentlichen Nahverkehr!

Der Kolja HMV bietet kompakte Mobilität und Komfort, ideal für Busse, Bahnen und enge Räume.

- Platzsparend: Nur 119 cm lang, passt in Aufzüge und enge Bereiche.
- ÖPNV-tauglich: Erfüllt alle Anforderungen für Bus und Bahn.
- Krankenkassen-Zulassung: HMV-Nr. 18.51.05.1045 für Kostenübernahme.
- Hoher Fahrkomfort: Federung und Luftbereifung für sanftes Fahren.
- Sicher und ergonomisch: Einstellbarer Lenker, LED-Licht, Blinker und Hupe.

HMV-Nummer: 18.51.05.1045

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	36 Ah - 20-30 km (Level IV) 50 Ah - 30-40 km (LevelV)
Wenderadius	1180 mm
Bodenfreiheit	93 mm
Länge	1190 mm
Breite	590 mm
Vorderreifen	10" pannensichere oder Luftbereifung
Hinterreifen	10" pannensichere oder Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	69,8 kg
Batterien	2x 36 Ah 2x50 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



Seitentasche



Sauerstoffflaschenhalterung



Cappi Wetterdach (Schwarz/ Rot)



Heckbox (Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



XLR USB Aufladegerät



Korb Kopfstütze (Einklappbar)