

# KOLJA PLUS HMV



## Kolja Plus HMV

Der Kolja Plus HMV vereint ansprechendes Design mit herausragender Funktionalität und bietet Ihnen ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

- Modernes Design: LED-Licht, Blinker und Hupe für mehr Sicherheit.
- Ergonomisch: Stufenlos einstellbare Lenksäule für eine bequeme Haltung.
- Komfortable Federung: Vorder- und Hinterachse gefedert, Luftbereifung für sanfte Fahrten.
- Leistungsstarker Antrieb: 500-Watt-Motor, bis 6 km/h.
- Große Reichweite: Bis zu 45 km mit optionalen 75-Ah-Batterien.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 160 kg.
- Komfortabler Sitz: Bequemer Kapitänssitz für längere Fahrten.

HMV-Nummer: 18.51.05.1046

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	160 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	50 Ah - 30-40 km (Level IV) 75 Ah - 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1395 mm
Bodenfreiheit	100 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftbereifung
Hinterreifen	12" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	75,2 kg
Batterien	2x 50 Ah (Standard) 2x 75 Ah (Optional)

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel  
Stockhalter



Mobiltelefon  
Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



Seitentasche



Sauerstoffflaschen-  
halterung



Cappi Wetterdach  
(Schwarz)



Heckbox  
(Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



XLR USB  
Aufladegerät



Korb Kopfstütze  
(Einklappbar)