

VICTORY

XL 130 HD



Victory XL 130 HD

Er kombiniert beeindruckende Leistung mit elegantem Design und bietet ein erstklassiges Fahrerlebnis. Mit seinem kraftvollen Antrieb meistert er mühelos anspruchsvolles Gelände und sorgt für eine stabile, komfortable Fahrt.

- Leistungsstarker Antrieb: Zuverlässiger Antriebsstrang für souveräne Fahrten auf verschiedenen Terrains.
- Luxuriöse Ausstattung: Deltalenksäule, abriebfeste Reifen und bequemer Kapitänssitz.
- Hervorragende Federung: Vollfederung garantiert eine sanfte Fahrt auf jedem Untergrund.
- Hohe Belastbarkeit: Trägt bis zu 226 kg, ideal für verschiedenste Anforderungen.
- Komplettes Beleuchtungssystem: LED-Lichter, Blinker und verstellbarer Scheinwerfer.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	226 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	75 Ah - 35-48 km (Level VI)
Wenderadius	1606 mm
Bodenfreiheit	94 mm
Länge	1355 mm
Breite	641 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	116,6 kg
Batterien	2x 75 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



XLR USB Aufladegerät



Seitentasche



Sauerstoffflaschenhalterung



Cappi Wetterdach (Schwarz)



Heckbox (Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



Canopy Wetterdach