

# VICTORY XL 140 LCD



## Victory XL 140 LCD

Erleben Sie maximale Mobilität mit dem Victory XL 140 LCD. Mit seinem leistungsstarken Motor und robusten Design meistert es jedes Terrain.

- Starker Antrieb & hohe Reichweite – Ideal für lange Fahrten und anspruchsvolles Gelände.
- Komfortabler Sitz & Federung – Maximale Bequemlichkeit auf jeder Strecke.
- Modernes LCD-Display – Alle wichtigen Fahrdaten auf einen Blick.
- Sichere & einfache Steuerung – Perfekt für eine entspannte Fahrt.

Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit dem Victory XL 140 LCD genießen Sie Freiheit und Unabhängigkeit!



## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	181 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	75 Ah - 35-48 km (Level VI) 100 Ah - 45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1803 mm
Bodenfreiheit	64 mm
Länge	1422 mm
Breite	692 mm
Vorderreifen	13" Luftbereifung
Hinterreifen	13" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	144 kg
Batterien	2x 75 Ah (Standard) 2x 100 Ah (Optional)

## Verfügbares Zubehör:



Preise und Artikelnummern finden Sie in unserer Preisliste auf Seite 33.