

Zoomi



Zoomi

Der ZOOMi vereint modernes Design, hohen Komfort und Funktionalität. Dank der Zerlegbarkeit ist er leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen. Mit großer Reichweite und top Preis-Leistungs-Verhältnis macht er Elektromobilität erschwinglich.

- Einfache Handhabung: Intuitive Bedienung – ideal für Einsteiger und erfahrene Nutzer.
- Große Reichweite: Bis zu 36 km ohne häufiges Aufladen.
- Kompakt & zerlegbar: In 5 Teile zerlegbar für einfachen Transport.
- Hoher Komfort: Federung, drehbarer Sitz und LED-Beleuchtung.
- Robust & belastbar: Trägt bis zu 150 kg trotz geringem Eigengewicht.

Verfügbare Farben

Weiß

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	20-30 km (Level IV)
Wenderadius	1370 mm
Bodenfreiheit	55 mm
Länge	1190 mm
Breite	560 mm
Vorderreifen	9" Luftbereifung
Hinterreifen	9" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	64,10 kg
Batterien	2x 33 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel
Stockhalter



Cappi
(Rot/Schwarz)



XLR USB
Aufladegerät



Heckbox
(Abschließbar)



Heckkorb



Wetterabdeckung



Rollatorhalterung



Sauerstoffflaschen-
halterung