

KOLJA PLUS HD



Kolja Plus HD

Kolja Plus HD – Schwerlast Elektromobil für maximale Stabilität und Komfort!

Erleben Sie den Kolja Plus HD, das Elektromobil für höchste Ansprüche. Mit einer Tragkraft von 180 kg und einer Sitzbreite von 60 cm bietet es optimalen Komfort und Stabilität, ideal für den anspruchsvollen Alltag.

- Hohe Tragkraft (180 kg): Sicher und zuverlässig bei hoher Belastung.
- Geräumige Sitzbreite (60 cm): Für besten Sitzkomfort und Beinfreiheit.
- Robuste Bauweise: Langlebig und stabil für den täglichen Gebrauch.
- Modernste Technik: Einfache Handhabung und intuitive Bedienung.
- Sicherheit & Komfort: Ergonomischer Sitz und zuverlässige Sicherheitsfeatures.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	180 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	35-48 km (Level VI)
Bodenfreiheit	100 mm
Wenderadius	1395 mm
Länge	1370 mm
Breite	670 mm
Vorderreifen	12" Luftbereifung
Hinterreifen	12" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	79,2 kg
Batterien	2x 75 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel Stockhalter



Mobiltelefon Halterung



Wetterabdeckung



Spiegel



Seitentasche



Sauerstoffflaschenhalterung



Cappi Wetterdach (Schwarz)



Heckbox (Abschließbar)



Rollatorhalterung



Heckkorb



XLR USB Aufladegerät



Korb Kopfstütze (Einklappbar)