

GO GO COMPACT

GoGo Compact

Go Go Compact – Intelligente Mobilität, clever gefaltet!

Das Go Go Compact Elektromobil vereint Innovation & Komfort mit intelligenter Kurvenreduzierung und One-Touch-Faltsystem – perfekt für enge Räume & einfachen Transport.

- Kurvenreduzierung – Sicheres & flüssiges Manövrieren.
- One-Touch-Faltsystem – In Sekunden kompakt zusammenklappbar.
- LED-Beleuchtung – Optimale Sicht & Sicherheit bei Dunkelheit.
- Kompakt & modern – Ideal für den urbanen Alltag.
- Einfache Bedienung – Intuitive Steuerung für maximalen Komfort.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Reichweite pro Ladung	10 Ah - 10-17 km (Level II) 20 Ah - 20-30 km (Level III)
Bodenfreiheit	75 mm
Faltmaß	(L x B x H) 760 x 565 x 275 mm
Länge	998 mm
Breite	565 mm
Vorderreifen	8" Pannensicher
Hinterreifen	9" Pannensicher
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	19,5 kg
Batterien	Typ: Lithium-Batterie 10 Ah (Standard) 20 Ah (Optional)

Verfügbares Zubehör:



Wetterabdeckung



Mobiltelefon Halterung



Korb unter dem Sitz (Siehe Produktbild)