

# KOLJA RACE



## Kolja Race

Die auf Schiene geführte Batterie lässt sich mit einem einzigen Handgriff herausziehen und überall ganz einfach laden.

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik über das integrierte MP3-/Radio-System mit Lautsprecher oder verbinden Sie Ihr Gerät per Bluetooth. Zahlreiche clevere Extras, von magnetisch verschließbaren Fächern über Frontkorb bis zur Regenabdeckung.

- Batterie über Schlittenfunktion (Schiene) einfach herausziehbar
- Magnetische Bremsen & Lenkradschloss
- TFT-Display
- LED-Beleuchtung & Rückspiegel
- Frontkorb & Sitzablage
- USB, Handyhalterung, Regenabdeckung
- MP3/Radio mit Lautsprecher & Bluetooth
- Lenkungsdämpfer für stabile Kurvenfahrten

## Verfügbare Farben

Dunkelblau



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 25 km/h
Reichweite pro Ladung	60-70 km (Level VI)
Wenderadius	1600 mm
Bodenfreiheit	70 mm
Länge	1340 mm
Breite	635 mm
Vorderreifen	12" Luft
Hinterreifen	12" Luft
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	62 kg
Batterien	32 Ah

## Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel  
Stockhalter



Heckbox  
(Abschließbar)



Wetterdach



Mobiltelefon  
Halterung

Inklusive



Wetterabdeckung

Inklusive



Sitzablage

Inklusive



Lenker Korb

Inklusive