

KOLJA PRO



Kolja Pro

Der Kolja Pro ist nicht einfach ein Elektromobil – er ist Ihr smarterer Begleiter für den Alltag.

Komfortabel, sicher und voller cleverer Details. Genießen Sie Ihre Musik unterwegs über das integrierte Radio mit Lautsprecher oder streamen Sie Ihre Lieblingssongs bequem per Bluetooth.

Verstauen Sie Alltägliches in den praktischen Fächern und Körben, die dank magnetischer Verschlüsse besonders leicht zugänglich sind.

- Magnetische Bremsen & Lenkradschloss
- TFT-Display
- LED-Beleuchtung & Rückspiegel
- Frontkorb & Sitzablage
- USB, Handyhalterung, Regenabdeckung
- MP3/Radio mit Lautsprecher & Bluetooth

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	150 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 15 km/h
Reichweite pro Ladung	45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1775 mm
Bodenfreiheit	70 mm
Länge	1340 mm
Breite	635 mm
Vorderreifen	12" Luft
Hinterreifen	12" Luft
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	62 kg
Batterien	4x 20 Ah

Verfügbares Zubehör:



Einzel/ Doppel
Stockhalter



Heckbox
(Abschließbar)



Wetterdach



Mobiltelefon
Halterung

Inklusive



Wetterabdeckung

Inklusive



Sitzablage

Inklusive



Lenker Korb

Inklusive