

# KOLJA SPEED 4



## Kolja Speed 4

Die entnehmbare Batterie macht das Laden unkompliziert, während LED-Beleuchtung, Rückspiegel und Magnetbremse für maximale Sicherheit sorgen.

Auch technisch hat der Speed 4 einiges zu bieten: Musik über Radio oder Bluetooth, Ladestation für Ihr Handy und geschützte Ablagefächer.

- Werkzeuglos entnehmbare Batterie
- Digitales Display für klare Übersicht
- USB-Ladebuchse & Handyhalterung
- MP3/Radio mit Lautsprecher & Bluetooth
- Geräumige Sitzablage
- Wetterabdeckung

## Verfügbare Farben



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	135 kg
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 25 km/h
Reichweite pro Ladung	45-55 km (Level VII)
Wenderadius	1975 mm
Bodenfreiheit	120 mm
Länge	1400 mm
Breite	640 mm
Vorderreifen	16" Luftbereifung
Hinterreifen	16" Luftbereifung
Gewicht ohne Batterie inkl. Sitz	90 kg
Batterien	20 Ah

## Verfügbares Zubehör:

