

MOVELLA CARBON




Movella Carbon

Der Movella Carbon setzt auf hochwertigen Carbon-Rahmen und kombiniert Leichtigkeit gepaart mit Stabilität.

Er eignet sich perfekt für Nutzer, die regelmäßig unterwegs sind und dabei komfortabel und sicher unterstützt werden möchten. Der große Sitz lädt zu entspannten Pausen ein, während die stabilen Räder auch auf unebenem Untergrund sicheren Halt bieten.

Ein Rollator für alle, die komfortable Mobilität und elegantes Design schätzen.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	135 kg
Länge	680 mm
Breite	600 mm
Höhe	800 mm - 990 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	220 mm
Sitzhöhe	525/ 547/ 570 mm Einstellbar
Faltmaß	(L x B x H) 680 x 250 x 810 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	5,2 kg