

MOVELLA *Lite*



Movella Lite

Der Movella Lite überzeugt mit seinem besonders leichten Rahmen und seinem kompakten Design.

Er lässt sich mühelos zusammenklappen und im Alltag verstauen – ideal für kleine Räume oder unterwegs. Der bequeme Sitz bietet jederzeit eine kurze Ruhepause, und die robusten Räder sorgen für sicheres Gehen auf Gehwegen oder in Innenräumen.

Ein Rollator für alle, die Wert auf praktische Handhabung und Bewegungsfreiheit legen.

Verfügbare Farben



Technische Daten

Max. Belastbarkeit	136 kg
Länge	670 mm
Breite	555 mm
Höhe	820 mm - 935 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitztiefe	210 mm
Sitzhöhe	585 mm
Faltmaß	(L x B x H) 650 x 190 x 825-940 mm
Gewicht (ohne Zubehör)	6,6 kg