

Mit moderner **Sensorik**, die **mitdenkt!**

Steuerung mit
großem LCD-Display

Sprachbedienung
und LED-Licht

Zwei Sensoren,
die Hindernisse
erkennen und selbst-
ständig ausweichen

Federleichte
Lenkung

Zusätzliche Kopfstütze
(optional)

Ergonomisch geformte
Rückenlehne

Integrierter
USB-Ladeanschluss

Rückfahrkamera mit
Hinderniserkennung

Leichter
Carbonrahmen




**Erkennen.
Mitdenken.
Sicher lenken.**

Lässt sich bequem im Stehen
zusammenklappen – ganz ohne
Bücken.

In nur 5 Sekunden
zusammengeklappt!

Lässt sich **mühe**los wie
ein Koffer **zie**hen.

EZ-Pass™ Wendeassistent



Aktivieren Sie den EZ-Pass™, um sich
mühelos durch schmale Türen und enge
Räume zu bewegen.

Rückfahrhilfe mit Rückfahrkamera



Zeigt beim Rückwärtsfahren Hindernisse klar
an – mit Warnton und farblicher Markierung.

Intelligente SOS-Funktion



SOS per Knopfdruck und automatische
Kippsensor-Erkennung senden im Notfall über
die App sofort einen Alarm.



Platzsparender Transport!




Einfach zu tragen nur 16 kg!


Verbinden Sie sich mit der App!




Volle Kontrolle per App: Steuern Sie den Rollstuhl mühelos aus der Distanz.




Behalten Sie den Akkustand jederzeit im Blick – mit Echtzeitdaten und praktischen Auswertungen direkt in der App.



Alle wichtigen Informationen auf einen Blick – prüfen Sie den Status, führen Sie Diagnosen durch und verfolgen Sie den Standort Ihres Rollstuhls in der App.



Hinterlegen Sie SOS-Kontakte, die im Ernstfall automatisch per SMS mit Ihrem Standort benachrichtigt werden.



KI-Unterstützung Erhalten Sie intelligente Antworten und hilfreiche Unterstützung rund um Funktionen und Fragen zu Ihrem Rollstuhl.



Doppelte LiDAR-Sensorik



Technische Daten	
Elektrorollstuhl	
Maximale Belastbarkeit	136 kg
Antriebsräder	7" PU (vorne) 10" Luftbereifung (hinten)
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	10 Ah: 13,6 km 20 Ah: 27,2 km
Batterie	10Ah (Standard) 20Ah (Optional)
Gesamtgewicht ohne Batterien	15,87 kg
Zubehör	
	Kopfstütze
	Transporttasche
	Stauraum unter dem Sitz
	Handyhalter
	Extra dickes Sitzkissen
	Getränkehalter
	20 Ah Batterie
	Seitentasche
	Sitzkissen mit Heiz- und Belüftungsfunktion

Mit moderner Sensorik, die mit ^dLenkt!