

Quest 4



Eigenschaften

- Die breiteren Vorderräder sorgen für hohe Stabilität und Sicherheit
- Leicht zu bedienendes Faltsystem
- komfortable und einklappbare Armlehnen

Technische Daten

Max. Belastbarkeit	115 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h
Bodenfreiheit	60 mm
Wendekreis	820 mm
Gesamtlänge	930 mm
Gesamtbreite	485 mm
Gefaltete Größe	750 mm x 485 mm x 450 mm
Sitzhöhe	320 mm
Reifen vorn	7" Luftbereifung
Reifen hinten	8" Luftbereifung
Gesamtgewicht ohne Batterien	22 kg
Standard Sitz	Breite: 410mm Tiefe: 330 mm Höhe: 320 mm
Batterien	1x11,5 Ah (Lithium Ionen)



Durch den Fußhebel ist das Einklappen in zwei Handgriffen möglich.

PRIDE[®]
MOBILITY PRODUCTS GmbH
LIVE YOUR BEST[®]

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.pridemobility.de